


Particle size determination in pharmaceutical applications

The majority of all drugs have to - in order to unfold their full effectiveness - reach the bloodstream. As a rule, this happens orally, via the bowels, by injections or with infusions and with the so called new "pharmaceutical dosage forms".

Considered are for example the transdermal systems which through the skin, a specific dose of medication is absorbed, or micronized powders; whereas the specific dosage is either by the lung (pulmonary) or with the mucous membrane of the nasal cavity (nasally) inhaled and distributed via the bloodstream.

The different bioavailability for the various pharmaceutical forms is herewith among other things clearly influenced by the particle size of the carrier substance, or the active ingredient itself, which is critical in regards to a sensible dosage recommendation.

In the meantime play powders as an independent type dosage form only a minor part, as a base material for other types of dosage forms they are still important though. Besides their significance for the effectiveness of drugs, the particle size distribution plays an important part in the production process (quality control) and in the development of suitable manufacturing methods and plants.



The example below for the particle size distribution of ampicillin, a semi-synthetic antibiotic from the group of beta-lactam antibiotics (penicillin), was respectively measured with a small volume dispersion unit in hexane, since the sample material dissolves in water and even other solvents. Prior to the actual measuring was an externally prepared suspension for 30 seconds pre-dispersed in an ultrasonic bath.

ANALYSESETTE 22

Mess Nr. 387	SOP 27	Kommentar
Datum: 11.09.	07:49:50	Dispergierung in Hexan + verdünntem Tensid (Tween 80)
Material Procaïn		30 s Ultraschall vor Messbeginn


Dispergier-Einheit	SVDU	Meßbereich	0.30 µm - 300.00 µm
Pumpe	100.00 %	Zellpositionen	2
Ultraschall	An	Anzahl der Messkanäle	62
		Anzahl der Scans	4
Strahlabsorption	11.0 %	Berechnung	Model Independent

Prozentwerte

Obere Kornklasse [µm]	Q3(x) [%]
1.178	5.0
2.714	10.0
5.033	20.0
6.784	30.0
8.477	40.0
10.255	50.0
12.228	60.0
14.603	70.0
17.725	80.0
22.628	90.0
27.114	95.0
36.062	99.0

Korngrößen

Obere Kornklasse [µm]	Q3(x) [%]
0.300	0.3
0.500	1.3
1.000	4.1
3.000	10.9
5.000	19.8
10.000	48.6
15.000	71.6
20.000	85.4
30.000	96.9
40.000	99.6
50.000	99.9
60.000	99.9



Geometrischer Mittelwert	8.68 µm	Modalwert	12.20 µm
Arithmetischer Mittelwert	11.72 µm	Median	10.23 µm
Quadratischer Mittelwert	14.14 µm		

Author: Dr. Günther Croll, Fritsch GmbH

E-Mail: info@fritsch.de